

BICOM®

Ursächliche Testung und Therapie!

Zum Wohl Ihrer Patienten




Das BICOM optima®
als Stand- und Mobilgerät

www.bicom-bioresonanz.de



INHALTSVERZEICHNIS

03	Wir über uns
05	Klinische Studie
06	Warum BICOM
07	Behandlungserfolge
10	Das Schulungskonzept
11	Wissenswertes



Die Bioresonanz Methode gehört ebenso wie z.B die Homöopathie, die Akupunktur und andere Verfahren der besonderen Therapierichtungen in den Bereich der Regulativen Medizin. Innerhalb der besonderen Therapierichtun-

gen ist die Bioresonanz Methode als bewährte Therapiemethode anerkannt. In der Schulmedizin hingegen ist die Bioresonanz Methode nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung und auch noch nicht anerkannt.



WIR ÜBER UNS

REGUMED ist ein international agierendes Medizintechnik-Unternehmen, mit Kooperationspartnern und Therapeuten in ca. 90 Ländern. Seit mehr als 35 Jahren setzen wir uns als ein führendes Unternehmen ein, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Dafür entwickeln und produzieren wir innovative medizinische Produkte für Therapie und Diagnostik.

REGUMED war eines der ersten Unternehmen in der Welt, das zielgerichtete Behandlungsmethoden im Bereich der Informationsmedizin auf den Markt brachte. Forschung und Entwicklung ist permanenter Gegenstand unseres Schaffens. Dabei zeichnet uns die Verknüpfung aus langjähriger Erfahrung und enger Partnerschaft mit medizinischen Experten und Fachkräften besonders aus.

Durch den Vertrieb von biophysikalischen medizinischen Geräten an eine Vielzahl von medizinischen und naturheilkundlichen Einrichtungen unterstützt REGUMED die zukunftsorientierte Arbeit der ganzheitlich orientierten Mediziner (Ärzte, Heilpraktiker). Unsere Geräte und unser Handeln richten wir an hohen Qualitäts- und Standardrichtlinien aus.

Gemeinsam mit unserem Ausbildungspartner, der Akademie für Komplementär- und Informationsmedizin, legen wir großen Wert auf eine exzellente Aus- und Weiterbildung aller Anwender. Wir geben mit unserer Behandlungsmethode allen Therapeuten die Möglichkeit, schulmedizinische Behandlungen ohne schädliche Nebenwirkungen und schmerzfrei zu ergänzen.

Wir sind stolz auf unser Unternehmen!
Heute und in Zukunft!




„Für mich ist die BICOM Bioresonanz genau das, was in mein Muster, in mein Konzept passt. Das BICOM kann ich mit ganz ruhigem Gewissen weiterempfehlen, denn ich bin der Überzeugung, dass wir mit dieser Methode auf dem richtigen Weg sind.“

Dr. med. M. Wagner, Facharzt für Allgemeinmedizin



KLINISCHE STUDIE

Beim Kampf gegen Allergien sind wir mit der BICOM® Methode bereits seit über 35 Jahren erfolgreich. Ein weiteres Argument für die Effizienz und Wirksamkeit stellt eine im August veröffentlichte, unabhängige **klinische Studie** dar. Diese Studie bestätigt signifikant die hohe Behandlungseffizienz der BICOM® Bioresonanz Methode und stellt einen Meilenstein in der Allergietherapie dar. Dieses Forschungsergebnis beweist die Wirksamkeit unseres innovativen Behandlungskonzeptes und gibt Therapeuten eine zusätzliche Sicherheit für ihren Praxiserfolg.



Die Studie ist beim DRKS (Deutsches Register Klinischer Studien) vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit der Nummer DRKS00024523 registriert.

AUSGANGSPUNKT

Die BICOM Bioresonanz Therapie orientiert sich an der Erkenntnis, dass chemische Vorgänge im Körper u. a. durch elektromagnetische Schwingungen gesteuert werden.

Die traditionelle chinesische Medizin bezieht bereits seit sehr langer Zeit Meridiane, Meridianblockaden und Biorhythmen in die ganzheitliche Betrachtungsweise mit ein. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich viele und bedeutende Wissenschaftler mit dem Phänomen der körpereigenen Rhythmen

und den elektromagnetischen Schwingungen als auslösenden oder beeinflussenden Faktor chemischer Prozesse im menschlichen Körper.

Auf diesen Erkenntnissen beruht die BICOM Therapie, welche gezielt diese körpereigenen Schwingungen verwendet.

WARUM BICOM®

Die BICOM Bioresonanz Methode ist ein ursachenorientiertes, ganzheitliches Behandlungskonzept. Es kann durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte nachhaltig die Lösung von Regulationsblockaden und Fehlsteuerungen im Körper unterstützen.

Der menschliche Körper besitzt ein natürliches Regulationssystem, das auch außergewöhnliche Einflüsse ausgleicht. Allerdings können unter Umständen auch diese Selbstheilungskräfte an ihre Grenzen stoßen. So ist z. B. das Vorkommen der allergischen Rhinitis in den letzten Jahren stetig gestiegen, was durch eine höhere Aggressivität von Allergenen durch Schadstoffe, Umweltbelastungen sowie durch veränderte Lebensgewohnheiten begründet ist. Es kann zu einer energetischen Fehlsteuerung des menschlichen Immunsystems kommen. Die BICOM Methode ist sehr gut geeignet, diese Fehlsteuerungen zu korrigieren bzw. auszugleichen.

Das BICOM optima® nimmt den energetischen Zustand des Körpers auf, verarbeitet die Informationen und nutzt elektromagnetische Wellen niedriger Energie dazu, bestimmte Krankheitsbilder beim Menschen zu behandeln.


Durch den Einsatz von endogenen und exogenen Substanzen können die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert und auch bereits länger bestehende Ungleichgewichte reguliert werden. Ziel der BICOM Bioresonanz Therapie ist es, die körpereigenen Regulierungsvorgänge zu aktivieren und somit die Genesung einzuleiten bzw. zu beschleunigen.

„Seit 30 Jahren betreibe ich eine allgemeinärztliche Praxis. Gleich zu Anfang entschied ich mich, die BICOM Bioresonanz in mein Behandlungsangebot einzubeziehen. Das war eine gute Entscheidung. Ihr verdanke ich es, dass meine Praxis heute so gut läuft ...“

Dr. med. G. Freisler, Facharzt für Allgemeinmedizin



VORTEILE



Die BICOM Bioresonanz Methode ist ein energetisches Test- und Therapiekonzept. Es steht für **Therapieerfolg, Patientengewinnung und Zeitersparnis**.



MEHR BEHANDLUNGSERFOLGE

Zum Wohl Ihrer Patienten



Das BICOM optima® gehört in den Bereich der Informationsmedizin und wird zur Behandlung von allergischen und allergieassoziierten Erkrankungen (z.B. allergische

Rhinokonjunktivitis) oder Intoleranzen eingesetzt. Schon vielen Patienten auf der ganzen Welt konnte mit dem ursachenbezogenen Therapiekonzept geholfen werden.

Die allergische Rhinokonjunktivitis (AR) ist eine IgE-vermittelte Entzündung der Nasenschleimhaut und der Bindehaut des Auges. Unterschieden werden die saisonale AR, bekannt als Heuschnupfen (Pollenallergie) und die perenniale AR, die durch ganzjährig vorkommende Allergene verursacht wird (z. B. Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Tierepithelien u. a.). Typische Beschwerden sind Niesattacken, Fließschnupfen, Kratzen in Mund und Rachen sowie tränende, gerötete Augen und juckende Augenlider.

Begleiterkrankungen der AR können sehr vielfältig sein (z. B. Asthma bronchiale, allergische Konjunktivitis, Nahrungsmittelallergien) und beeinträchtigen die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit des Patienten oftmals sehr.

BICOM OPTIMA® MOBIL

Flexibel & unabhängig
Besonders geeignet für unterwegs




BICOM OPTIMA® – DAS ERGEBNIS JAHRELANGER ERFAHRUNG



Bandpass/
Frequenzband

Display



Medizinprodukt Klasse IIa

Stabilisierungs-
Kanal

Elektroakupunktur-
testung

Magnetfeld-Therapie

SCHULUNGSKONZEPT

**Die erfolgreiche und einfache Integration in den Behandlungsablauf.
Eine gute Ausbildung hat bei uns Tradition. Wir sind in jeder Phase für Sie da.**

ANWENDUNGS-UNTERSTÜTZUNG

Bei der Integration und beim Betrieb der BICOM Bioresonanz Methode steht Ihnen ein Anwendungsberater persönlich in Ihrer Praxis zu Verfügung. Darüber hinaus steht allen BICOM Anwendern bei Fragen rund um die BICOM Bioresonanz Methode eine telefonische Hotline zur Verfügung.

THERAPEUTENFINDER

Auf unserer Homepage können Sie sich als BICOM Therapeut in unserem Therapeutenfinder registrieren lassen. So finden mehr Patienten den Weg in Ihre Praxis.

KOMMUNIKATION

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Praxis-Marketing, damit Sie Patienten für die BICOM Bioresonanz Methode sensibilisieren und gewinnen können.




„Die Entscheidung mit der BICOM Therapie zu starten, habe ich nie bereut. Mit der BICOM Methode fühle ich mich gegenüber anderen Medizinern im Vorteil, da der Therapieansatz ein ganz anderer ist. 90 % meiner Patienten behandle ich mit der BICOM Bioresonanz ...“

R. Claß, Heilpraktiker

WISSENSWERTES

<https://regumed.shop>

In unserem Webshop finden Sie jede Menge Zubehör und Sie können 24 Stunden am Tag / 365 Tage im Jahr auf <https://regumed.shop> stöbern.



„Die Patientenakzeptanz liegt bei 90 % meiner Patienten. Selbst ortsansässige Hausärzte schicken Patienten“

M. Matthes, Heilpraktikerin



Newsletter

Immer informiert sein!
Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und profitieren Sie von Informationen aus erster Hand und von aktuellen Aktionen.

<https://www.bicom-bioresonanz.de/newsletter/>



BICOM®

ist eine Marke von REGUMED.



www.bicom-bioresonanz.de

Exklusiv-Vertriebspartner:



REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH
Robert-Koch-Str. 1 a
82152 Planegg
Deutschland

Telefon: +49 89 85461-0
Fax: +49 89 85461-23

www.regumed.de
info@regumed.de



AC Aircontrols GmbH
Industriering Ost 66
47906 Kempen
Germany

Telefon: +49 2152 8988-420
Fax: +49 2152 8988-411

E-Mail: info@aircontrols.de
Internet: www.aircontrols.de

CE0044